

# KERN 346-79

Poids individuel, Classe OIML M1, 50 kg, Bloc Eco, fonte laquée

# KERN®



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	346-79
Model-Serie	346
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761361775
Modèle prédécesseur	346-79-2023a
Date de début prévue	2024-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 kg
Tolérance (OIML)	2,5 g
Boîtier aluminium	346-090-600

## Données techniques - Construction

Dimensions	315×155×190 mm
Matériau	Fonte laquée

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 kg
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	2,5 g

## Les fonctions

Standard

Density (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volume (cm <sup>3</sup> )	7042,2535

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	340×175×220 mm
Poids brut	50 kg
Poids net	50 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	2 d

## Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

## Services en option

DAkkS Calibrage	962-646
-----------------	---------

# KERN 346-79

Poids individuel, Classe OIML M1, 50 kg, Bloc Eco, fonte laqué

**KERN**<sup>®</sup>



Option

