

BROCHURE PRODUIT

KERN 347-445-100-N00

Date: 19.03.2025

FRANCAIS



Tige de support (Newton), 10 cN, aluminium

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

- pour y accrocher les poids à fente

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	347-445-100-N00
Model-Serie	347
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice
Code EAN (Modèle)	404576 1009 165
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Tolérance (OIML)	2 mg
------------------	------

Données techniques - Construction

Matériau	aluminium
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Classe OIML	M1
OIML conform	non
Tolerance (OIML)	2 mg

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	13×13×114 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	962-634N
-----------------	----------

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
347-015-N00	Poids de contrôle KERN 347-015-N00
347-025-N00	Poids de contrôle KERN 347-025-N00
347-035-N00	Poids de contrôle KERN 347-035-N00
347-045-N00	Poids de contrôle KERN 347-045-N00
347-055-N00	Poids de contrôle KERN 347-055-N00
347-065-N00	Poids de contrôle KERN 347-065-N00
347-075-N00	Poids de contrôle KERN 347-075-N00
347-085-N00	Poids de contrôle KERN 347-085-N00
347-095-N00	Poids de contrôle KERN 347-095-N00
347-125-N00	Poids de contrôle KERN 347-125-N00
347-135-N00	Poids de contrôle KERN 347-135-N00
347-145-N00	Poids de contrôle KERN 347-145-N00
347-115-N00	Poids de contrôle KERN 347-115-N00

SERVICES

Modèle	Description
962-634RN	Réétalonnage DAkkS KERN 962-634RN
962-634N	Étalonnage DAkkS KERN 962-634N
920-301	Marquage avec des chiffres de frappe (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-301,
920-321	Marquage par gravure chimique (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-321

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois
347-01	1 g	1 mg	317-010-600	347-030-400	337-010-200
347-02	2 g	1,2 mg	317-020-600	347-030-400	337-020-200
347-03	5 g	1,6 mg	317-030-600	347-030-400	337-030-200
347-04	10 g	2 mg	317-040-600	347-050-400	337-040-200
347-05	20 g	2,5 mg	317-050-600	347-050-400	337-050-200
347-06	50 g	3 mg	317-060-600	347-070-400	337-060-200
347-07	100 g	5 mg	317-070-600	347-070-400	337-070-200

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois
347-08	200 g	10 mg	317-080-600	347-080-400	337-080-200
347-09	500 g	25 mg	317-090-600	347-090-400	337-090-200
347-141	10 kg	500 mg	non disponible	-	337-141-200
347-151	20 kg	1 g	non disponible	-	337-151-200
347-161	50 kg	2,5 g	non disponible	-	337-161-200
347-445-100-N00	-	2 mg	-	-	-
347-11	1 kg	50 mg	317-110-600	347-110-400	337-110-200
347-12	2 kg	100 mg	317-120-600	347-120-400	337-120-200
347-13	5 kg	250 mg	317-130-600	347-130-400	337-130-200
347-14	10 kg	500 mg	317-140-600	347-140-400	337-140-200
347-445-100	10 g	2 mg	-	-	-
347-022-005	20 kg	1 g	-	-	-
347-042-008	40 kg	1,5 g	-	-	-
347-052-010	50 kg	2,5 g	-	-	-
347-062-022	60 kg	3 g	-	-	-
347-131	5 kg	250 mg	-	-	337-131-200