

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 315-107-103

Datum: 19.03.2025

DEUTSCH



Safety Set 5 g (E2); 100 g (E2)

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



### BESCHREIBUNG

- Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage
- Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen
- Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte
- Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen

### SPEZIFIKATIONEN

#### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | 315-107-103                 |
| Modell-Reihe           | 315                         |
| Sortiment              | KERN                        |
| Produkt Segment        | Prüfgewichte                |
| Produktgruppe          | Safety sets                 |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/D<br>L |

EAN-Code (Modell) 4045761245785

Zolltarifnummer 84239090

#### Technische Daten - Messsystem

Nenngewichte, inklusive 5 g (E2); 100 g (E2)

Nennwert 5 g & 100 g

OIML-Klasse E2

OIML-konform ja

## Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Abmessungen<br>Verpackung (B×T×H)                        | 150×115×70 mm |
| Bruttogewicht                                            | 1,00 kg       |
| Nettogewicht                                             | 0,50 kg       |
| Versandart                                               | Paketdienst   |
| Verpackungsbestandteil<br>- nach Gewicht -<br>Kunststoff | 500 g         |
| Lieferzeiten                                             | 1 d           |

## Technische Daten - Verifizierung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Eichung möglich | ja |
|-----------------|----|

## Optionale Dienstleistungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| DAkkS Kalibrierung | 962-300-300 |
|--------------------|-------------|

## FUNKTIONEN

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell      | Beschreibung                        |
|-------------|-------------------------------------|
| 962-300-300 | DAkkS-Kalibrierung KERN 962-300-300 |

## ERSATZTEILE

| Modell  | Beschreibung          |
|---------|-----------------------|
| 315-242 | Pinzette KERN 315-242 |