

# KERN 366-77

Peso singolo, classe OIML M3, 10 kg, Blocco Eco, ghisa laccata

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	366-77
Modello-Serie	366
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M3 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761241831
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 kg
Tolleranza (OIML)	5 g
Cassa in alluminio	346-070-600

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	190×95×109 mm
Materiale	Ghisa laccata

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 kg
Classe OIML	M3
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	5 g
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volume (cm <sup>3</sup> )	1408,4507

## Funzioni

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	190×95×109 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-644
--------------------	---------

# KERN 366-77

Peso singolo, classe OIML M3, 10 kg, Blocco Eco, ghisa laccata

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

