

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# OPTICS OZB-A5201

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ? PREMIO-Stativi universali

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

Supporto per stereomicroscopio OZB-A5201

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A5201
Modello-Serie	OZB-UP
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761169579
Numero di tariffa doganale	90119000

### Dati tecnici - Costruzione

Tipo di stativo	universale (braccio telescopico con piastra)
Area dello stativo	254×254 mm
Diametro del supporto	76 mm
Dimensioni (L×P×H)	254×614×515 mm

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	680×330×260 mm
Peso lordo	20 kg
Peso netto	18 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1140,44 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	23,892 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	430,056 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

## FUNZIONI

Standard
----------



## ACCESSORI

Modello	Descrizione
OZB-A5301	Sistema modulare di stereomicroscopi – Supporti KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Sistema modulare di stereomicroscopi – Supporti KERN OZB-A5306

## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OZB-A5806	Leva di ricambio OZB-A5806
OZB-A5290	Piastra + colonna KERN OZB-A5290
OZB-A5291	Placchetta KERN OZB-A5291