

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# OPTICS OZB-A6303

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ? ECO-Stativi universali

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

Supporto per stereomicroscopio (universale) OZB-A6303

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A6303
Modello-Serie	OZB-UE
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 123502 1
Numero di tariffa doganale	90119000

### Dati tecnici - Costruzione

Tipo di stativo	universale (braccio del giunto a molla con morsetto/supporto/pre regolazione focus macrometrica)
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensioni (L×P×H) 770×85×300 mm

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	580×420×370 mm
Peso lordo	9 kg
Peso netto	7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	750 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	750 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OZB-A6390	Supporto per braccio della cerniera a molla OZB-A6390
OZB-A6392	Leva di bloccaggio di ricambio OZB-A6392