

KERN EG 2200-2NM

Il classico con il robusto sistema di pesata a diapason

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	EG 2200-2NM
Modello-Serie	EG
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761212671
Modello precedente	EG 2200-2NM-2017a
Data di inizio prevista	2018-2HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	2200 g
Leggibilità	0,01 g
Ripetibilità	0,01 g
Linearità	± 0,01 g
Peso minimo del pezzo	100 mg
Superficie di pesata (d)	180×160 mm

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	180×235×75 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì

Materiale dell'involucro	Plastica
Dimensioni del piatto di pesata (L×D)	180×160 mm
Superficie di pesata (d)	180×160 mm

Dati tecnici - Display

Altezza del display	17 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Batteria ricaricabile	Accu opzionale

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso interno (manuale)
Linearità	± 0,01 g
Peso minimo (USP)	20 g
Leggibilità	0,01 g
Ripetibilità	0,01 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carati - capacità massima	11000 ct
Carato - lettura	0,1 ct

Dati tecnici - Condizioni ambientali

KERN EG 2200-2NM

Il classico con il robusto sistema di pesata a diapason



Umidità massima 80 %

Temperatura massima di esercizio 30 °C

Temperatura ambiente minima 10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 325×410×220 mm

Peso lordo 6 kg

Peso netto 4 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 165 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 905 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 30 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - legno 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 100 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo 0 g

Tempo di consegna 1 d

Risoluzione del conteggio 220000

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) 10 mg

Peso minimo del pezzo 100 mg

Dati tecnici - Verifica

Valore di verifica (e) 0,1 g

Carico minimo (Min) 0,5 g

Possibilità di verifica da parte di KERN Sì

Classe di verifica II

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 963-127

Verifica 965-216

Dati tecnici - Dati di conteggio

Funzioni

Standard



Option



Factory

