

# KERN 315-309-205

Safety Set 500 g (F2); 20 g (F1)

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | 315-309-205                           |
| Serie de modelos             | 315                                   |
| Surtido                      | KERN                                  |
| Tipo de producto             | Pesos de prueba                       |
| Grupo de productos           | Conjuntos de seguridad                |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761223417                         |
| Fecha de inicio prevista     | 2019-1HJ                              |
| Número del arancel aduanero  | 84239090                              |

## Datos técnicos - Sistema de medición

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Pesos nominales, incluidos | 500 g (F2); 20 g (F1) |
| Valor nominal              | 20 g & 500 g          |
| Clase OIML                 | F1;F2                 |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al)            | 255×135×140 mm       |
| Peso bruto                                    | 3 kg                 |
| Peso neto                                     | 1,2 kg               |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 1,8 kg               |
| Plazo de entrega                              | 1 d                  |

## Datos técnicos - Verificación

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Posibilidad de verificación | Sí |
|-----------------------------|----|

## Servicios opcionales

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| DAkkS Calibración | 962-400-400 |
|-------------------|-------------|

# KERN 315-309-205

Safety Set 500 g (F2); 20 g (F1)



## Funciones

## Standard

