

KERN ORM 50BM

Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ORM 50BM
Serie de modelos	ORM-B
Surtido	Optics
Tipo de producto	Refractómetros
Grupo de productos	Refractómetros digitales
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761249875
Modelo predecesor	ORF 45BE; ORF 45BM; ORF 45RE
Fecha de inicio prevista	2021-2HJ
Número del arancel aduanero	90275000
CE Label	Sí

Datos técnicos - Primarios

Escalas	Índice de refracción Brix
Escala Rango	1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 %

Datos técnicos - Construcción

Protección IP	IP65
Tipo	Refractómetro manual
Escala de visualización	Digital
Auto-Off	60 s
Material del prisma	Vidrio óptico
Tapa del prisma	Sí
Dimensiones (An×Pr×Al)	121×58×25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección

Fijación del cable	desmontable
Tipo de batería	Álcali(-manganeso)
Compartimento de la batería	Interno - en la carcasa

Clase de protección III -
tensión extrabaja de
protección

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de medición	Reflexión total
Medición Temp min	0 °C
Temperatura máxima de medición	40 °C
Lectura	0,0001 nD 0,1 %
Precisión	0,0003 nD 0,2 %
Medición promediada	Sí
Medición promediada de la cantidad	15

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	170×110×50 mm
Peso bruto	0,35 kg
Peso neto	0,15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	20 g

KERN ORM 50BM

Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales



Componente del embalaje -
por peso - plástico 1 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE Sí

Servicios opcionales

Calibración ISO 961-290

Funciones

Standard

