

KERN ODC 851

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 851
Modello-Serie	ODC-85
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamere per microscopi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761360310
Modello precedente	ODC 851-2022a
Data di inizio prevista	2023-1HJ
Numero di tariffa doganale	85258900
Stato del prodotto	Yes

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	HDMI Fotocamera per microscopio - C-Mount
Risoluzione della telecamera	2 MP
Tipo di sensore	Sony CMOS
Dimensione del sensore	1/2"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Interfacce	HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software applicabile	Esterno (OXM 902)

Dimensioni 88×78×68 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Spina di alimentazione	Più dentro, meno fuori
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	rimovibile

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×170×90 mm
Peso lordo	1,6 kg
Peso netto	1,00 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	423 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	11,5 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	65,5 g
Tempo di consegna	1 d

KERN ODC 851

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio
Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio
Max 40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE Yes

Funzioni

Standard



SD



USB 2.0



HDMI



SOFTWARE



230 V



1 DAY