

BROCHURE PRODUIT

KERN 337-06

Date: 23.03.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML F2, 50 g, Bouton, inox finement tourné

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

- Poids individuel, Classe OIML F2, 50 g, Bouton, inox finement tourné (OIML)
- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	337-06
Model-Serie	337
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML F2 Poids de contrôle
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice
Code EAN (Modèle)	404576 1006386
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 g
Tolérance (OIML)	1 mg
Boîtier aluminium	317-060-600
Boîtier plastique	347-070-400
Caisse en bois	337-060-200

Données techniques - Construction

Matériau	inox finement tourné
----------	----------------------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 g
Classe OIML	F2
OIML conform	oui
Tolerance (OIML)	1 mg
Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	6,25

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	18×18×29 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	non
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage

962-436

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
337-060-200	Étui en bois pour poids KERN 337-060-200
347-070-400	Étui en plastique pour poids KERN 347-070-400
317-060-600	Étui à protection en aluminium KERN 317-060-600
315-242	Pincette KERN 315-242

SERVICES

Modèle	Description
962-436	Étalonnage DAkkS KERN 962-436
962-436R	Réétalonnage DAkkS KERN 962-436R
920-30	Marquage avec des chiffres de frappe KERN 920-30
920-32	Marquage par gravure chimique KERN 920-32
921-436	Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-436
920-301	Marquage avec des chiffres de frappe (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-301,
920-321	Marquage par gravure chimique (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-321

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois
337-01	1 g	0,3 mg	317-010-600	347-030-400	337-010-200
337-02	2 g	0,4 mg	317-020-600	347-030-400	337-020-200
337-03	5 g	0,5 mg	317-030-600	347-030-400	337-030-200
337-04	10 g	0,6 mg	317-040-600	347-050-400	337-040-200
337-05	20 g	0,8 mg	317-050-600	347-050-400	337-050-200

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois
337-06	50 g	1 mg	317-060-600	347-070-400	337-060-200
337-07	100 g	1,6 mg	317-070-600	347-070-400	337-070-200
337-08	200 g	3 mg	317-080-600	347-080-400	337-080-200
337-09	500 g	8 mg	317-090-600	347-090-400	337-090-200
337-11	1 kg	16 mg	317-110-600	347-110-400	337-110-200
337-12	2 kg	30 mg	317-120-600	347-120-400	337-120-200
337-13	5 kg	80 mg	317-130-600	347-130-400	337-130-200
337-14	10 kg	160 mg	317-140-600	347-140-400	337-140-200
337-141	10 kg	160 mg	non disponible	non disponible	337-141-200
337-15	20 kg	300 mg	317-150-600	-	337-150-200
337-151	20 kg	300 mg	non disponible	non disponible	337-151-200
337-16	50 kg	800 mg	317-160-600	-	337-160-200
337-161	50 kg	800 mg	non disponible	non disponible	337-161-200
337-131	5 kg	80 mg	-	-	337-131-200