

# KERN 336-36

Peso singolo, classe OIML F2, 5 kg, Blocco, acciaio inossidabile

**KERN**<sup>®</sup>



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	336-36
Modello-Serie	336
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di prova OIML F2
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761232808
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 kg
Tolleranza (OIML)	80 mg
Cassa in alluminio	346-060-600
Cassa in plastica	Non disponibile
Cassa in legno	Non disponibile

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	150×68×96 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 kg
Classe OIML	F2
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	80 mg

## Funzioni

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×68×96 mm
Peso lordo	5 kg
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-443
--------------------	---------

# KERN 336-36

Peso singolo, classe OIML F2, 5 kg, Blocco, acciaio inossidabile

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

