

KERN 327-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	327-04
Modell-Reihe	327
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761004719
Nachfolgemodell	327-04-2025e
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	10 g
Toleranz (OIML)	0,2 mg
Gehäuse Aluminium	317-040-600
Gehäuse Kunststoff	347-050-400
Gehäuse Holz	317-040-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	10 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,2 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³) 7950

Volumen (cm³) 1,25

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 10×10×19 mm

Bruttogewicht 0,05 kg

Nettogewicht 0,05 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich Yes

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 962-434

KERN 327-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert

