

KERN PBJ 1000-3

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wiegesystem

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	PBJ 1000-3
Modell-Reihe	PBJ
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761492776
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	PH

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	1.020 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Linearität	± 0,003 g
Minimales Stückgewicht	10 mg
Wägefläche (d)	113×110 mm

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (BxTxH)	191×317×79 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes

Material des Gehäuses	Aluguss
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	113×110 mm
Material Windschutz	Kunststoff

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig - 2x

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s
Anwärmzeit	4 h

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	85 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	30 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

KERN PBJ 1000-3

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wiegesystem



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 585×370×260 mm

DAkkS Kalibrierung

963-128

Bruttogewicht 6 kg

Nettogewicht 3,6 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Papier 1.657 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Karton 1.517 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Kunststoff 30 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Styropor 0 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Glas 0 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Holz 0 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Schaumstoff 100 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Metall 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 1.020.000

Minimales Stückgewicht bei
Stückzählung (Labor) 1 mg

Optionale Dienstleistungen

Funktionen

Standard



Option

DAkkS