

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN
317-04-2022i

Data: 15.03.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML E2, 10 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	317-04-2022i
Modello-Serie	317
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di prova OIML E2
Tipo di utilizzo del prodotto	Elemento della distinta base commerciale
Codice EAN (Modello)	4045761245303
Modello precedente	317-04; 317-04-2020a
Modello successivo	317-04
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 g
Tolleranza (OIML)	0,06 mg
Cassa in alluminio	317-040-600
Cassa in plastica	317-040-400
Cassa in legno	317-040-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio inossidabile lucidato
-----------	----------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Classe OIML	E2
Conformità OIML	sì
Densità (kg/m ³)	7950

Volume (cm³) 1,25

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	10×10×18 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-334
--------------------	---------

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-040-100	Custodia in legno per pesi KERN 317-040-100
317-040-400	Custodia per pesi in plastica KERN 317-040-400
317-040-600	Custodia rinforzata in alluminio KERN 317-040-600
315-242	Pinzetta KERN 315-242

SERVIZI

Modello	Descrizione
952-334	Omologazione KERN 952-334
962-334	Calibrazione DAkkS 962-334
962-334R	Ricalibrazione DAkkS KERN 962-334R
920-33	Marcatura per incisione KERN 920-33
921-334	Scostamento positivo garantito ($\pm 1/3$ OIML) KERN 921-334
920-331	Marcatura per incisione (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-331