

FOLLETO DEL PRODUCTO

**KERN
347-095**

Fecha: 24.03.2025

ESPAÑOL

Pesas individuales, Clase OIML M1, 500 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML M1, 500 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado (OIML)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-095
Serie de modelos	347-095
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761256347
Modelo predecesor	347-495
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	500 g
Tolerancia (OIML)	25 mg
Caja plástico	347-110-400

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	500 g
Clase OIML	M1
Conforme OIML	sí
Tolerancia (OIML)	25 mg
Densidad (kg/m ³)	8000
Volumen (cm ³)	59,5238

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	48×48×40 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-639
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard



ESPAÑOL

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-280	Guante KERN 317-280
347-110-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-110-400
347-075-100	Barra de soporte KERN 347-075-100
347-095-100	Barra de soporte KERN 347-095-100
347-115-100	Barra de soporte KERN 347-115-100

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-639	Calibración DAkkS 962-639
962-639R	Recalibración DAkkS KERN 962-639R
920-30	Marcado con números de soplado KERN 920-30
920-32	Marcado por mediante grabado KERN 920-32
920-301	Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301
920-321	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-321

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja plástico
347-095	500 g	25 mg	347-110-400