

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OZB-A45 15

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A45 15
Modello-Serie	OZB-IF
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	404576 12 18444
Modello precedente	OZB-A45 15-2017a
Numero di tariffa doganale	94054239

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	6W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	5600-6300 K
Lunghezza della fibra	300 mm
Dimensioni (L×P×H)	120×370×250 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione I - conduttore di protezione
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	300×250×250 mm
Peso lordo	2 kg
Peso netto	1,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	179,952 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1,25665 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	70,1211 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

FUNZIONI

Standard



PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OZB-A4853	LED di ricambio OZB-A4853
OZB-A4867	Collo di cigno di ricambio con LED KERN OZB-A4867