KERN MSW 200S05

Handlicher Umfangmesser mit praktischem Auszugsmechanismus



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MSW 200S05
Modell-Reihe	MSW
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Körpergröße Messung
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761208568
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84239010
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Messbereich	2,05 m
Ablesung	1 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	55×90×20 mm

Technische Daten - Messsystem	
Messbereich	2,05 m
Ablesung	1 mm
Min Länge	10 cm
Gerätetyp	Mechanischer Tisch
Einheiten	Mm
Toleranz Länge	5 mm

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	400×500×200 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,25 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	250 g
Lieferzeiten	1 d

Funktionen

Standard


1 DAY