KERN 307-15

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 20 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	307-15
Modell-Reihe	307
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761002791
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	20 kg
Toleranz (OIML)	10 mg
Gehäuse Aluminium	317-150-600
Gehäuse Holz	317-150-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	20 kg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	10 mg
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	2.500

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	129×129×227 mm
Bruttogewicht	20 kg
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	16 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-245

Funktionen

Standard

KERN 307-15

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 20 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Option

