KERN TGD 50-3C

Balance à carats de poche compacte pour la pesée précise de bijoux et de pierres précieuses



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	TGD 50-3C
Model-Serie	TGD
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de poche
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Élément de la liste des pièces commerciales;Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761217898
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	50 g
Lecture	0,001 g

Données techniques - Construction	
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du boîtier (LxPxH)	96×150×64 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Surface de pesée (d)	65 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	20 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AAA
Temps de fonctionnement	150 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,003 g
Portée Max	50 g
Lecture	0,001 g
Poids d'ajustement recommandé	50 g (F2)
Répétabilité	0,003 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	50 g
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Ct;dwt;g;gn;oz;ozt
Carat - capacité maximale	250 ct
Carat - lecture	0,005 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C
Humidité minimale	15 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	205×139×68 mm
Poids brut	0,40 kg
Poids net	0,25 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	3,14 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	78 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	1,5 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,6 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	32 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

