KERN 326-06

Pesas individuales, Clase OIML F1, 50 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	326-06
Serie de modelos	326
Assortment	Escalas
Segment	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	4045761247277
Modelo predecesor	326-6; 326-6-2.018a; 327-66; 329-6
Fecha de inicio prevista	2026-2HJ
Número del arancel aduanero	84239090
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Valor nominal	50 g
Tolerancia (OIML)	0,3 mg
Caja aluminio	317-060-600
Caja plástico	347-070-400
Caja de madera	317-060-100

Datos técnicos - Construcción	
Material	Acero inoxidable pulido

Datos técnicos - Sistema de medición	
Valor nominal	50 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	0,3 mg
Densidad (kg/m³)	7.960
Volumen (cm³)	6,25

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	20×20×30 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	962-436

KERN 326-06

Pesas individuales, Clase OIML F1, 50 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido

Funciones

Standard



Option

