KERN MCC 250K100M

Fauteuil pèse-personne ergonomique, avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation en option.



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MCC 250K100M
Model-Serie	MCC
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne de chaise
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192966
Modèle prédécesseur	MCC 250K100M-2.017a
Modèle successeur	MCC 250K100NM
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	250 kg
Lecture	0,1 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Niveau à bulle	Yes
Surface de pesée (d)	390×360 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	390×360 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	625×979×956 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	40 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	200 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte

KERN MCC 250K100M

Fauteuil pèse-personne ergonomique, avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical, homologation en option.

Divergence max. à la charge excentrique (1/3 max)	0,1 kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.080×690×1.080 mm
Poids brut	36 kg
Poids net	22 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	6,84 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	170 g
Composant d'emballage - par poids - bois	6,71 g
Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,1 kg
Charge minimale (Min)	2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m

Les fonctions

Standard



Factory



Code CND	V0399
Code GMDN	33255

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129
Vérification	965-129