
KERN AXE 200-4

Einsteiger-Analysenwaage mit Kompaktgehäuse und interner Justierung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	AXE 200-4
Modell-Reihe	AXE
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Analysenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761478916
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	220 g
Ablesbarkeit	0,0001 g
Reproduzierbarkeit	0,0005 g
Linearität	± 0,0007 g

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H)	180×175×200 mm
Abmessungen Windschutz, außen (B×T×H)	195×300×295 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	ABS Kunststoff
Plattformgröße (B×T×H)	175×150×205 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	16 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Netzadapter	Netzteil
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,0003 g
Mindestgewicht (USP)	1 g
Ablesbarkeit	0,0001 g
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (E2)
Reproduzierbarkeit	0,0002 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	220 g
Anwärmzeit	8 h

KERN AXE 200-4

Einsteiger-Analysenwaage mit Kompaktgehäuse und interner Justierung

Wägesystem	Kraftkompensation
Wägeeinheiten	Ct;g;mg;oz

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	85 %
Maximale Betriebstemperatur	25 °C
Minimale Umgebungstemperatur	15 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	20 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	320×430×415 mm
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	5,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.911 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	29 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	220.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 mg
Minimales Stückgewicht	10 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-101

Funktionen

Standard



Option

