KERN 328-34

Milligrammgewicht, F1, 10 mg, Draht, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	328-34
Modell-Reihe	T328-3.-A
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761478619
Vorgängermodell	328-34-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	10 mg
Toleranz (OIML)	0,025 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-600
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	7×6×3 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	0,0013

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	7×6×3 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-454

KERN 328-34

Milligrammgewicht, F1, 10 mg, Draht, Edelstahl poliert

1 DAY

Option

DAkkS