KERN 357-11

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	357-11
Modell-Reihe	357
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761289024
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 kg
Toleranz (OIML)	160 mg
Gehäuse Aluminium	317-110-600
Gehäuse Kunststoff	347-110-400
Gehäuse Holz	337-110-200

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M2
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	119,0476

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	61×61×94 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	1,00 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-641

Funktionen

Standard

KERN 357-11

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht

1 DAY

Option

DAkkS