KERN 317-16

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 50 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	317-16
Modell-Reihe	317
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761003828
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	80 mg
Gehäuse Aluminium	317-160-600
Gehäuse Holz	317-160-100

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	80 mg
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	6.250

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	178×178×298 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	30 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-346

Funktionen

Standard

KERN 317-16

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 50 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Option

