KERN ORL 94BS

Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ORL 94BS
Modell-Reihe	ORL-B
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Digitale Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761263420
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	90275000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Skalen	Refractive index Brix
Skala Bereich	1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 %
ATC	Yes

Technische Daten - Konstruktion	
IP-Schutz	IP43
Typ	Tischrefraktometer
Skala anzeigen	Digital
Auto-Off	3 min
Prisma-Material	Saphir
Prismenabdeckung Deckel	Yes
Abmessungen (B×T×H)	180×100×55 mm

Technische Daten - Anzeige	
Farbdisplay	Yes

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	USB inkl. Steckernetzteil (trennbar)
Eingangsspannung	100-240V AC 50/60Hz 0,35A
Netzstecker	USB-B
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar
Batterieladegerät	Yes
Batteriefach	Intern - mit Deckel
Schnittstellen	USB 2.0

Technische Daten - Messsystem	
Messverfahren	Totalreflexion
Messung Temp min	0 °C
Mess-Temp max	40 °C
Ablesung	0,0001 nD 0,1 %
Genauigkeit	0,0002 nD 0,1 %
Mittelwertbildende Messung	Yes
Mittelwertbildende Messgröße	15

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C

Lagertemperatur Max	40 °C


Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×150×100 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,40 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	45 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	395,9 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	24,92 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
WEEE	Yes

Optionale Dienstleistungen	
ISO-Kalibrierung	961-290

Funktionen

Standard



Option

