# KERN 315-312-307

Safety Set 2 kg (F2); 100 g (F2)



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 315-312-307 |
| Modell-Reihe | SafetySets |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | Safety sets |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761223431 |
| Geplanter Starttermin | 2019-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | DE |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Nenngewichte, inklusive | 2 kg (F2); 100 g (F2) |
| Nennwert | 100 g & 2 kg |
| OIML-Klasse | F2 |
| OIML-konform | Yes |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 255×135×140 mm |
| Bruttogewicht | 3,0 kg |
| Nettogewicht | 1,2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 1,8 kg |

## Funktionen

Standard

| | |
|---|---|
| Lieferzeiten | 1 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-400-400 |

# KERN 315-312-307

Safety Set 2 kg (F2); 100 g (F2)

