KERN 318-02

Milligrammgewicht, E2, 2 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	318-02
Modell-Reihe	T318-A
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761240414
Vorgängermodell	318-2-2.019a
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	2 mg
Toleranz (OIML)	0,006 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-600
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen (B×T×H)	4×4×2 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.960
Volumen (cm³)	0,0007

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	4×4×2 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-352

Funktionen

Standard

KERN 318-02

Milligrammgewicht, E2, 2 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Option

