# KERN 366-96

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 366-96 |
| Modell-Reihe | 366-9 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML M3 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761482104 |
| Vorgängermodell | 366-96-2.024a |
| Geplanter Starttermin | 2025-2HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | IN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 5 kg |
| Toleranz (OIML) | 2,5 g |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Gusseisen lackiert |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| OIML-Klasse | M3 |
| OIML-konform | Yes |
| Dichte (kg/m³) | 7.100 |
| Volumen (cm³) | 704,2254 |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 94×94×146 mm |
| Bruttogewicht | 6 kg |
| Nettogewicht | 5,0 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 110 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Technische Daten - Verifizierung | |
|---|---|
| Eichung möglich | No |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-643 |

## Funktionen

Standard

# KERN 366-96

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Knopf, Gusseisen lackiert




Option

