KERN OSF 438

Das Praktische und Robuste für Schule, Ausbildungsstätte, Werkstatt und Labor



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OSF 438
Modell-Reihe	OSF-4G
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761170100
Geplanter Starttermin	2015-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Binokular
Okular	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Objektive	1x / 2x / 3x
Beleuchtung	0,35W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Standtyp	Mechanisch
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Einseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	6,7 mm
Gesichtsfeld max.	20 mm
Arbeitsabstand	57 mm
Maximale Auflösung	5,59 mm
Abmessungen (B×T×H)	230×180×275 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	340×310×225 mm
Bruttogewicht	2,8 kg

Nettogewicht	2,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	189,846 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10,017 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	277,137 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht;Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	LED
Durchlichtintensität	0,35 W
Art des einfallenden Lichts	LED
Intensität des einfallenden Lichts	1 W

Funktionen

Standard

