KERN MPK 200K-1P

Pèse-personne à colonne pour une utilisation pratique et ergonomique



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MPK 200K-1P
Model-Serie	MPK
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personnes
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761201989
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	250 kg
Lecture	0,1 kg
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	350×350×45 mm

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Surface de pesée (d)	350×350 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	350×350 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	350×420×955 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	28 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	100 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	250 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg;lb
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	445×1.003×145 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	3,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	604 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.097 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	17 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	394 g
Composant d'emballage - par poids - bois	370 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard

