KERN FOB 7K-4NL

Edelstahlwaage IP67 zur Gewichtsbestimmung von Organen bei Obduktionen, in Rechtsmedizin, Anatomie und Lehre



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	FOB 7K-4NL
Modell-Reihe	FOB-NL
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761161566
Geplanter Starttermin	2015-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	5.000 g;7.500 g
Ablesbarkeit	0,5 g;1 g

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (d)	252×200 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	252×200 mm
Material Gehäuse	Edelstahl

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	48 h
Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 1,5 g;3 g
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,5 g;1 g
Wägeeinheiten	G;lb
Anzahl der Wägebereiche	2
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	95 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	25 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×305×180 mm
Bruttogewicht	4,6 kg
Nettogewicht	3,8 kg
Versandart	Paketdienst

UN-Nummer	3496
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	100 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	347,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	347,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option

