KERN 344-036

Gewichtssatz, M1, 1 g - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	344-036
Modell-Reihe	344-0.6
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761224872
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 g - 100 g
Gehäuse Aluminium	314-030-600
Gewichtsset Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	9

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×125×75 mm
Bruttogewicht	0,90 kg
Nettogewicht	0,70 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	200 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-616

Funktionen

Standard

KERN 344-036

Gewichtssatz, M1, 1 g - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui

1 DAY

Option

DAkkS