KERN 337-161

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	337-161
Modell-Reihe	337-1.1
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761006652
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	800 mg
Gehäuse Aluminium	Nicht verfügbar
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	337-161-200

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	F2
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	6.250

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	198×198×249 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	17 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-446

Funktionen

Standard

KERN 337-161

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht



Option

