KERN OZL 451

Stereo-Zoom-Mikroskop mit Halogenbeleuchtung, für Labor, Ausbildungsstätte, Qualitätskontrolle oder Landwirtschaft



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OZL 451
Modell-Reihe	OZL-45
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761170384
Geplanter Starttermin	2015-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Binokular
Okular	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Objektive	0,75x - 5x
Beleuchtung	12 V, 10W Halogen (Durchlicht), 10W Halogen (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Standtyp	Säule
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	5 mm
Gesichtsfeld max.	33 mm
Arbeitsabstand	113 mm
Probenhöhe max	120 mm
Maximale Auflösung	0,004025 mm
Abmessungen (B×T×H)	330×270×460 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	220 V
Netzstecker	Kaltgerätekabel
Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

KERN OZL 451

Stereo-Zoom-Mikroskop mit Halogenbeleuchtung, für Labor, Ausbildungsstätte, Qualitätskontrolle oder Landwirtschaft

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	340×340×480 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	749,95 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	9,905 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	655,145 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung	
WEEE	Yes

Technische Daten - Beleuchtung	
Beleuchtungsrichtungen	Auflicht;Durchlicht
Art des durchgelassenen Lichts	Halogen
Durchlichtintensität	10 W
Art des einfallenden Lichts	Halogen
Intensität des einfallenden Lichts	10 W
Dimmbar	Auflicht + Durchlicht, zusammen

Funktionen

Standard

