KERN CM 150-1N

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	CM 150-1N
Modell-Reihe	CM
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Taschenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761027282
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	150 g
Ablesbarkeit	0,1 g

Technische Daten - Konstruktion	
Material des Gehäuses	Kunststoff
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	85×130×25 mm
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (d)	70×80 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	12 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	2×15 V AAA
Betriebszeit	33 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,2 g
Wägebereich	150 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Empfohlenes Justiergewicht	100 g (M3)
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	150 g
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	G;gn;tl (Tw);tol

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×136×32 mm

Bruttogewicht	0,35 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	454 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	34 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127

Funktionen

Standard



Option

