KERN OZP 152

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ?
Stereomikroskopköpfe



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	OZP 152
Modell-Reihe	OZB-M
Assortment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761504509
Vorgängermodell	OZM 547; OZP 552
Geplanter Starttermin	2027K -1HJ
Zolltarifnummer	90119000
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Optisches System	Greenough
Tubus	Trinokular
Objektive	0,65x - 5,5x

Technische Daten - Konstruktion	
System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Augenabstand (max)	76 mm
Augenabstand (min)	54 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Gesichtsfeld min	4,2 mm
Gesichtsfeld max.	35,4 mm
Arbeitsabstand	105 mm
Probenhöhe max	90 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×250×255 mm
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	1,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	383,2 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	12,8 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	404 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Funktionen

Standard

KERN OZP 152

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ?
Stereomikroskopköpfe

