KERN ORA 1GG

Mesure de l’indice de réfraction pour les laboratoires et l’industrie



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	ORA 1GG
Model-Serie	ORA-G
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Réfractomètres
Groupe de produits	Réfractomètres analogiques
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761159891
Date de début prévue	2015-1HJ
Numéro de tarif douanier	90275000
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Échelles	Indice de réfraction
Gamme d'échelles	1,30 nD - 1,81 nD

Données techniques - Construction	
Type	Réfractomètre manuel
Échelle d'affichage	Analogique
Dimensions (L×P×H)	137×70×32 mm

Données techniques - Système de mesure	
Méthode de mesure	Réflexion totale
Température de mesure min	10 °C
Température de mesure max.	30 °C
Lecture	0,01 nD

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	230×200×65 mm
Poids brut	0,85 kg
Poids net	0,75 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	918,4 mg
Composant de l'emballage - en poids - carton	90,0032 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	918,4 mg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Les fonctions

Standard

