KERN 326-07

Poids individuel, Classe OIML F1, 100 g, Forme Eco, inox poli



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	326-07
Model-Serie	326
Assortment	Balances
Segment	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761247284
Modèle prédécesseur	326-7-2.018a; 326-7-2.025a; 327-67; 329-7
Date de début prévue	2026-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239090
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Valeur nominale	100 g
Tolérance (OIML)	0,5 mg
Boîtier aluminium	317-070-600
Boîtier plastique	347-070-400
Caisse en bois	317-070-100

Données techniques - Construction	
Matériau	Inox poli

Données techniques - Système de mesure	
Nominal value	100 g
Classe OIML	F1
OIML conform	Yes
Tolerance (OIML)	0,5 mg
Density (kg/m³)	7.960
Volume (cm³)	12,5

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	22×22×38 mm
Poids brut	0,10 kg
Poids net	0,10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	962-437

Les fonctions

Standard

KERN 326-07

Poids individuel, Classe OIML F1, 100 g, Forme Eco, inox poli

1 DAY

Option

DAkkS