
KERN 308-06

Milligrammgewicht, E1, 50 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	308-06
Modell-Reihe	308
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761253476
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Nennwert	50 mg
Toleranz (OIML)	0,004 mg
Gehäuse Aluminium	317-009-400
Gehäuse Kunststoff	347-009-400
Gehäuse Holz	338-090-200

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	50 mg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,004 mg
Dichte (kg/m³)	8.000
Volumen (cm³)	0,0063

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	7,5×6×3 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-256

Funktionen

Standard

KERN 308-06

Milligrammgewicht, E1, 50 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



Option

