# KERN 325-092

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 10 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Holzetui



| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | 325-092 |
| Modell-Reihe | 325-0.2 |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML F1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761224230 |
| Vorgängermodell | 323-69 |
| Geplanter Starttermin | 2019-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |
| Herkunftsland | DE |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Nennwert | 1 mg - 10 kg |
| Gehäuse Holz | 313-090-100 |
| Gewichtsset Koffer | Im Holzetui |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |
| Ist Gewichtsset | Yes |

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| OIML-Klasse | F1 |
| OIML-konform | Yes |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 540×200×240 mm |
| Bruttogewicht | 34 kg |
| Nettogewicht | 32 kg |
| Versandart | Spedition |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 1 kg |
| Lieferzeiten | 2 d |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-408 |

## Funktionen

Standard

# KERN 325-092

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 10 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Holzetui




Option

