KERN 323-04

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	323-04
Modell-Reihe	323
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761004276
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Nennwert	1 mg - 200 g
Gehäuse Holz	313-040-100
Gewichtsset Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	23
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem	
Nominalwert	1 mg - 200 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Bruttogewicht	1,4 kg
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-403

Funktionen

Standard

KERN 323-04

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

1 DAY

Option

DAkkS