KERN MPI 200K-1S05

Personenwaage mit besonders großer und flacher Wägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MPI 200K-1S05
Modell-Reihe	MPI
Assortment	Waagen
Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761208384
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	200 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (d)	430×370 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	430×370 mm
Material Gehäuse	Kunststoff

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	30 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4x 1,5V AAA
Betriebszeit	20 h

Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-129S05

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung nicht möglich
Linearität	± 1,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	0,3 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	510×420×415 mm
Bruttogewicht	18 kg
Nettogewicht	16 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.290 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1.290 g

KERN MPI 200K-1S05

Personenwaage mit besonders großer und flacher Wägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit

Funktionen

Standard

