KERN MPD 250K100M

Pèse-personne Step-On professionnel avec approbation médical, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MPD 250K100M
Model-Serie	MPD
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192980
Modèle prédécesseur	MPD 250K100M-2.017a
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	250 kg
Lecture	0,1 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	365×490×120 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	40 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	200 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	560×440×200 mm
Poids brut	11 kg
Poids net	9 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	288 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,152 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification


Valeur de vérification E	0,1 kg
Charge minimale (Min)	2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m
Code CND	V0399
Code GMDN	38211

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129
Vérification	965-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

