KERN TGC 150-2S05

Präzisions-Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	TGC 150-2S05
Modell-Reihe	TGC
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Taschenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761217553
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	150 g
Ablesbarkeit	0,01 g

Technische Daten - Konstruktion	
Material des Gehäuses	Kunststoff
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	100×130×18 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (d)	81 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	12 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	2xCR2.032
Betriebszeit	8,75 h

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,3 g
Wägebereich	150 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Empfohlenes Justiergewicht	50 g (M2); 100 g (M2)
Reproduzierbarkeit	0,2 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	150 g
Anwärmzeit	30 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Ct;dwt;g;gn;oz;ozt
Karat - maximale Kapazität	750 ct
Karat - Ablesung	0,05 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	90 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	80 %

KERN TGC 150-2S05

Präzisions-Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×130×16,5 mm
Bruttogewicht	0,80 kg
Nettogewicht	0,75 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3091
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	25 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	25 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	25 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-127S05.

Funktionen

Standard



Option

