# KERN 326-08

Pesas individuales, Clase OIML F1, 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido



| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | 326-08 |
| Serie de modelos | 326 |
| Assortment | Escalas |
| Segment | Pesos de prueba |
| Grupo de productos | Pesas de control OIML F1 |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo) | 4045761247291 |
| Modelo predecesor | 326-8-2.018a; 326-8-2.025a; 327-68; 329-8 |
| Fecha de inicio prevista | 2026-2HJ |
| Número del arancel aduanero | 84239090 |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Valor nominal | 200 g |
| Tolerancia (OIML) | 1 mg |
| Caja aluminio | 317-080-600 |
| Caja plástico | 347-080-400 |
| Caja de madera | 317-080-100 |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable pulido |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Valor nominal | 200 g |
| Clase OIML | F1 |
| Conforme OIML | Yes |
| Tolerancia (OIML) | 1 mg |
| Densidad (kg/m³) | 7.960 |
| Volumen (cm³) | 25 |

| Datos técnicos - Embalaje y envío | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 28×28×47 mm |
| Peso bruto | 0,20 kg |
| Peso neto | 0,20 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

| Servicios opcionales | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 962-438 |

## Funciones

# KERN 326-08

Pesas individuales, Clase OIML F1, 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido

## Standard




## Option

