KERN MPS 200K100PM

Pèse-personne élégant avec fonction IMC



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MPS 200K100PM
Model-Serie	MPS
Assortiment	Balances
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761192829
Modèle prédécesseur	MPS 200K100PM-2.016a
Modèle successeur	MPF 200K-1PM
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
Statut du modèle	Yes
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	200 kg
Lecture	0,1 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	275×445×1.020 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	27 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	50 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	14 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	200 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg

KERN MPS 200K100PM

Pèse-personne élégant avec fonction IMC

Système de pesage	Jauge de contrainte
Measuring ranges height meter	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-205cm @ 0,1cm ± 1cm

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.180×400×330 mm
Poids brut	11 kg
Poids net	7 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	700 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2,8 kg
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,1 kg
Charge minimale (Min)	2 kg
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m
Code CND	V0399
Code GMDN	38211

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

