KERN PWS 8000-1

Balance de précision haute résolution en inox avec protection IP



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PWS 8000-1
Model-Serie	PWS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761311268
Modèle successeur	PWS 8.000-1-2.027e
Date de début prévue	2023-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui
Pays d'origine	JP

Données techniques - Primaire	
Portée Max	8.200 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	± 0,1 g
Poids minimum de la pièce	1 g
Surface de pesée (d)	190×190 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	310×205×85 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Inox
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	190×190 mm
Weighing surface (d)	190×190 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	16,5 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 g
Poids minimum (USP)	200 g
Lecture	0,1 g
Poids d'ajustement recommandé	2 kg (F2); 5 kg (F2)
Répétabilité	0,1 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s

KERN PWS 8000-1

Balance de précision haute résolution en inox avec protection IP

Plage de tarage	8.200 g
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	408×315×220 mm
Poids brut	4,2 kg
Poids net	3,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	905 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	82.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	100 mg
Poids minimum de la pièce	1 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option

