KERN 347-035-N00

Einzelgewicht (Newton), 5 cN, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	347-035-N00
Modell-Reihe	347-5-N
Assortment	Waagen
Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761277151
Vorgängermodell	347-435-N0
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär	
Toleranz (OIML)	1,6 mg
Gehäuse Kunststoff	347-030-400

Technische Daten - Konstruktion	
Werkstoff	Edelstahl feingedreht

Technische Daten - Messsystem	
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	No
Dichte (kg/m³)	7.950
Volumen (cm³)	0,5952

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×4 mm
Bruttogewicht	0,10 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	90 g
Lieferzeiten	6 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	962-633N

Funktionen

Standard

KERN 347-035-N00

Einzelgewicht (Newton), 5 cN, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht

6 DAYS

Option

DAkkS